

**“ESTETICA E FUNZIONE mediante utilizzo del DISILICATO DI LITIO”**  
**c/o Laboratorio odontotecnico Nannini Claudio a Modena**  
**Relatore : Nannini Claudio**

*Dalla progettazione al lavoro definitivo tramite modellazione biodinamica in considerazione dell’Estetica e della Funzione.*

*Utilizzo delle tecniche “press” per trasformare le modellazioni in modo semplice , sicuro e ergonomico con pressata in ceramica integrale / disilicato di litio.*

*In particolare verranno presentate le tecniche di colorazione / stratificazione / incollaggio su strutture in zirconia mediante l’utilizzo del disilicato di litio*

- Parte Teorica :*
- *Indicazioni e considerazione sulla tecnica “PRESS”*
  - *Tecniche di impernatura e fusione dei pellet*
  - *Determinazione della scelta dei pellet (grezzi) in base al colore del moncone e/o della preparazione*
  - *Tecnica di utilizzo dei nuovi pellet “ MULTI “stratificati*
  - *Presentazione delle tecniche di colorazione e stratificazione*

- Parte pratica ( relatore) -*
- Esecuzione dei dicing / delle chiusure in cera / determinazione degli spessori delle morfologie da pressare con tecnica monolitica o con tecnica cut-back*
  - Colorazione di alcuni elementi pressati ( preparati precedentemente dal relatore o dai corsisti )*
  - Presentazione di ricostruzioni protesiche eseguite con disilicato di Litio sia con tecnica di lorazione / di stratificazione o con i nuovi pellet “MULTI stratificati*

**Programma della giornata :**

- h. 8.45 Inizio lavori ( parte teorica )
- h.11.00 Coffie Break
- h.11.15 Ripresa lavori ( parti pratiche )
- h.13.30 Lunch
- h.14.30 Presentazione casi clinici ( modelli studio per ceratura diagnostica , previsualizzazione nel cavo orale estetica e funzionale ,mock-up , faccette )  
In contemporanea (alternata) cotture di colorazione dei disilicati
- h.16.00 Coffie Break
- h.16.15 Presentazione casi clinici ( modelli studio per ceratura diagnostica , previsualizzazione nel cavo orale estetica e funzionale ,mock-up , faccette )  
In contemporanea ( alternata ) cotture di colorazione dei disilicati
- h.18.30 Conclusioni e fine lavori

*Per informazioni sulle modalità di partecipazione potete chiamare in laboratorio al 059/304571 e chiedere della sig.Luisa o di Claudio .*

*Logicamente visto che il numero dei posti è limitato ( 10-12 persone ) per le iscrizioni si adotterà la formula di adesione in ordine cronologico .*

*Rimango a disposizione per qualsiasi Vostra esigenza*

**LABORATORIO NANNINI**  
via Giardini, 60/62 - 41125 Modena  
Tel: 059.304571 - Fax: 059.3090059  
Mail: [info@laboratorionannini.com](mailto:info@laboratorionannini.com)  
Web: [www.laboratorionannini.com](http://www.laboratorionannini.com)